




SPINE SILUET

Tornillos Fenestrados



NOVAXDMA

DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

www.novaxdma.com


Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA



Contenido

3 Componentes

4 Técnica Quirúrgica





T30 55 35C

Tornillos pediculares canulados poliaxiales ø 5.5 mm.

Tornillo poliaxial canulado ø5,5 x 35 mm.

T30 55 40C

Tornillo poliaxial canulado ø5,5 x 40 mm.

T30 55 45C

Tornillo poliaxial canulado ø5,5 x 40 mm.

T30 55 50C

Tornillo poliaxial canulado ø5,5 x 50 mm.



T30 6 35C

Tornillos pediculares canulados poliaxiales ø 6.35 mm.

Tornillo poliaxial canulado ø6,35 x 35 mm.

T30 6 40C

Tornillo poliaxial canulado ø6,35 x 40 mm.

T30 6 45C

Tornillo poliaxial canulado ø6,35 x 45 mm.

T30 6 50C

Tornillo poliaxial canulado ø6,35 x 50 mm.



T30 7 35C

Tornillos pediculares canulados poliaxiales ø 7 mm.

Tornillo poliaxial canulado ø7 x 35 mm.

T30 7 40C

Tornillo poliaxial canulado ø7 x 40 mm.

T30 7 45C

Tornillo poliaxial canulado ø7 x 45 mm.


T30 7 50C


Tornillo poliaxial canulado ø7 x 50 mm.




Material: **Titanio**

Medidas
Aprox.






Técnica quirúrgica



1 Colocación del tornillo y la tulipa


2 Posicionar el conector
Alinear colocando la clavija



110 075 00 Conector canulado para tornillos canulados
110 089 08 Clavija para conectores canulados



3
Colocar roscando el conector





| Técnica quirúrgica Spine Siluet - Tornillos Fenestrados |

Versión revisada B - Abril 2016
Publicado 07-04/16
7 páginas



NOVAXDMA

DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

Novax DMA S.A.

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA

www.novaxdma.com

