



COLUMNA

Xpanse™

Sistema de Corporectomía Expansiva Lumbar



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Contenido

- 3 Implantes
- 4 Instrumental



Componentes

Dispositivos de corporectomía

C20-27.38 Dispositivo corporectomía diam 20mm - L: 27-38mm

C20-40.62 Dispositivo corporectomía diam 20mm - L: 40-62mm

C20-53.87 Dispositivo corporectomía diam 20mm - L: 53-87mm
Los dispositivos incluyen Prisionero C20-P - el mismo no se comercializa individualmente

A20.14.00 Placa terminal, redonda $\varnothing 20\text{mm}$, 0°

A20.14.05 Placa terminal, redonda $\varnothing 20\text{mm}$, 5°

A20.14.10 Placa terminal, redonda $\varnothing 20\text{mm}$, 10°

A20.14.15* Placa terminal, redonda $\varnothing 20\text{mm}$, 15°

A26.14.00 Placa terminal, redonda $\varnothing 26\text{mm}$, 0°

A26.14.05 Placa terminal, redonda $\varnothing 26\text{mm}$, 5°

A26.14.10 Placa terminal, redonda $\varnothing 26\text{mm}$, 10°

A26.14.15* Placa terminal, redonda $\varnothing 26\text{mm}$, 15°



*Las medidas de 15° no son medidas estándar del set. Por favor contacte a nuestros asesores.

Las placas terminales redondas utilizan prisioneros C20-P1, los mismos no se comercializan individualmente.

Componentes

Dispositivos de corporectomía

- A32.14.00** Placa terminal, redonda $\varnothing 32\text{mm}$, 0°
- A32.14.05** Placa terminal, redonda $\varnothing 32\text{mm}$, 5°
- A32.14.10** Placa terminal, redonda $\varnothing 32\text{mm}$, 10°
- A32.14.15*** Placa terminal, redonda $\varnothing 32\text{mm}$, 15°

- R35-20.00** Placa terminal, rectangular 35x20mm, 0°
- R35-20.05** Placa terminal, rectangular 35x20mm, 5°
- R35-20.10** Placa terminal, rectangular 35x20mm, 10°
- R35-20.15*** Placa terminal, rectangular 35x20mm, 15°

- R45-20.00** Placa terminal, rectangular 45x20mm, 0°
- R45-20.05** Placa terminal, rectangular 45x20mm, 5°
- R45-20.10** Placa terminal, rectangular 45x20mm, 10°
- R45-20.15*** Placa terminal, rectangular 45x20mm, 15°

Las placas terminales incluyen 2 Prisioneros - los mismos no se comercializan individualmente




***Las medidas de 15°** no son medidas estandar del set. por favor contacte a nuestros asesores.

Las placas terminales redondas utilizan prisioneros C20-P1, los mismos no se comercializan individualmente.

Instrumental

Corporectomía expansiva lumbar



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Instrumental

Corporectomía expansiva lumbar



IMPORTANTE

Realizar primeramente la distracción intervertebral con distractor genérico para realizar distracción intervertebral previo a la colocación del dispositivo.

Una vez colocado el mismo se realiza la expansión del dispositivo para ocupar el espacio.

No forzar el implante e intentar realizar la reducción de la columna

Componentes Instrumental

020 071 10 Tenedor



020 081 12 Eje canulado cardánico



020 112 01 Tirador para extractor



020 107 10 Eje de atornillador



020 009 01 Mango de acople rápido



Componentes Instrumental

020 004 01 Introdutor



020 006 00 Pinza para sujeción




020 300 01 Atornillador para placa
060 008 40 Atornillador Hex. 1,5 c/mc



020 310 00 Dispositivo de medición



020 033 00 Cartabón



Componentes Instrumental

- 020 001 15** Contenedor externo
- 020 400 00** Tapa metálica





COLUMNA

Xpanse™

Sistema de Corporectomía Expansiva Lumbar

Rev.C
Agosto 2023



Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Directora técnica NO ESTÉRILES: Bioing. Vanina Croce - MN: 5699

Contactate con nosotros

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA
www.novaxdma.com

Autorizado por la ANMAT: **PM1621-23**
El sistema de gestión de la calidad de
NOVAX DMA ha sido certificado según
la norma **IRAM-ISO 13485:2019**

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en www.novaxdma.com