




MDH

SISTEMA ANATÓMICO DE OSTEOSÍNTESIS
PARA EL HÚMERO PROXIMAL EN TITANIO



Técnica Quirúrgica



Indice

2	Técnica Quirúrgica
8	Placas de Húmero
10	Tornillos bloqueados
11	Tornillos Corticales
12	Contenedor Instrumental
13	Instrumental MDH



Técnica Quirúrgica




Plantilla de perforado MDH
270 099 00



Atornillador hex. 2,5
mango triangular
060 008 19



Pinza de Verbrugge
autocentrante sujeción
hueso (150mm)
060 006 01






Guía de perforado
x 3 piezas MDH
270 018 31



Clavija



Mecha $\varnothing 2,5$ x 200 mm.
270 015 15
Mecha $\varnothing 3,5$ x 200 mm.
270 015 16






Medidor de profundidad
de tornillo (2 piezas)
060 036 01



Mango p/ atornillador
c/acople rápido
060 012 00




Macho cortical Ø 3,5
p/acople rápido
270 035 19






Atornillador hex. 2,5
mango triangular
060 008 19



Guía de perforado
roscada MDH
270 018 30




Mecha $\varnothing 2,5 \times 200$ mm.
270 015 15
Mecha $\varnothing 3,5 \times 200$ mm.
270 015 16






Medidor de profundidad
de tornillo (2 piezas)
060 036 01



Mango p/ atornillador
c/acople rápido
060 012 00





Macho cortical Ø 3,5
p/acople rápido
270 035 19





Atornillador hex. 2,5
mango triangular
060 008 19





Placas de húmero


MDH-3

Placa de húmero de 3 agujeros



MDH-4

Placa de húmero de 4 agujeros



MDH-5

Placa de húmero de 5 agujeros



MDH-6

Placa de húmero de 6 agujeros





Placas de húmero

MDH-7

Placa de húmero de 7 agujeros



MDH-8

Placa de húmero de 8 agujeros



MDH-9


Placa de húmero de 9 agujeros





Tornillos bloqueados

Ver cuadro



MDH-35-10B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 10mm
MDH-35-12B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 12mm
MDH-35-14B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 14mm
MDH-35-16B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 16mm
MDH-35-18B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 18mm
MDH-35-20B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 20mm
MDH-35-22B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 22mm
MDH-35-24B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 24mm
MDH-35-26B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 26mm
MDH-35-28B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 28mm
MDH-35-30B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 30mm
MDH-35-35B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 35mm
MDH-35-40B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 40mm
MDH-35-45B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 45mm
MDH-35-50B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 50mm
MDH-35-55B	Tornillo bloqueado Ø 3.5mm x 55mm



CODIGO	LARGO
MDH-35-10B	13mm
MDH-35-12B	15mm
MDH-35-14B	17mm
MDH-35-16B	19mm
MDH-35-18B	21mm
MDH-35-20B	23mm
MDH-35-22B	25mm
MDH-35-24B	27mm
MDH-35-26B	29mm
MDH-35-28B	31mm
MDH-35-30B	33mm
MDH-35-35B	38mm
MDH-35-40B	43mm
MDH-35-45B	48mm
MDH-35-50B	53mm
MDH-35-55B	58mm




Tornillos corticales

TC-35-10	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 10mm
TC-35-12	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 12mm
TC-35-14	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 14mm
TC-35-16	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 16mm
TC-35-18	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 18mm
TC-35-20	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 20mm
TC-35-22	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 22mm
TC-35-24	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 24mm
TC-35-26	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 26mm
TC-35-28	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 28mm
TC-35-30	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 30mm
TC-35-32	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 32mm
TC-35-34	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 34mm
TC-35-36	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 36mm
TC-35-38	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 38mm
TC-35-40	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 40mm
TC-35-42	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 42mm
TC-35-44	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 44mm
TC-35-45	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 45mm
TC-35-46	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 46mm
TC-35-48	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 48mm
TC-35-50	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 50mm
TC-35-52	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 52mm
TC-35-54	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 54mm
TC-35-56	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 56mm
TC-35-58	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 58mm
TC-35-60	Tornillo cortical Ø 3.5mm de 60mm



Ver cuadro



CODIGO	LARGO
TC-35-10	10mm
TC-35-12	12mm
TC-35-14	14mm
TC-35-16	16mm
TC-35-18	18mm
TC-35-20	20mm
TC-35-22	22mm
TC-35-24	24mm
TC-35-26	26mm
TC-35-28	28mm
TC-35-30	30mm
TC-35-32	32mm
TC-35-34	34mm
TC-35-36	36mm
TC-35-38	38mm
TC-35-40	40mm
TC-35-42	42mm
TC-35-44	44mm
TC-35-45	45mm
TC-35-46	46mm
TC-35-48	48mm
TC-35-50	50mm
TC-35-52	52mm
TC-35-54	54mm
TC-35-56	56mm
TC-35-58	58mm
TC-35-60	60mm



Contenedor Instrumental



Contenedor externo
060 001 00

Guía de perforado roscada MDH
270 018 30 (Cant. 1)



Guía de perforado x 3 piezas MDH
270 018 31 (Cant. 1)



Grifas
060 017 00 (Cant. 2)



Plantilla de perforado MDH
270 099 00 (Cant. 1)





Pinza de reducción chica dentada a cremallera (140mm).
060 006 02 (Cant. 1)



Pinza de sujeción para placa (135mm)
060 006 11 (Cant. 1)



Contenedor de implantes.
270 002 00 (Cant. 1)



Pinza de reducción grande dentada autocentrante (170mm)
060 006 03 (Cant. 1)



Separadores de Hohmann de 8x160
060 038 02 (Cant. 2)





Separadores de Hohmann anchos de 15x120
060 038 03 (Cant. 2)



Guía de mecha doble Ø 2,5
270 018 28 (Cant. 1)



Guía de mecha doble Ø 2,5-3,5
270 018 29 (Cant. 1)




Atornillador hex. 2,5 mango triangular
060 008 19 (Cant. 1)




Macho cortical Ø 3,5 p/ acople rápido
270 035 19 (Cant. 2)



Mecha Ø3,5 x200mm **270 015 16** (Cant. 1)
Mecha Ø2,5 x 200mm **270 015 15** (Cant. 1)



Medidor de profundidad de tornillo (2 piezas)
060 036 01 (Cant. 1)





Instrumental MDH



Separadores de Hohmann
de 8x160
060 038 02



Separadores de Hohmann
anchos de 15x120
060 038 03



Guía de mecha doble Ø 2,5
270 018 28



Guía de mecha doble
Ø 2,5-3,5
270 018 29



Pinza de reducción chica
dentada a cremallera (140mm).
060 006 02



Pinza de sujeción para
placa (135mm)
060 006 11



Pinza de reducción grande
dentada autocentrante (170mm)
060 006 03



Pinza de Verbrugge autocentrante
sujeción hueso (150mm).
060 006 01



Atornillador hex. 2,5
mango triangular
060 008 19



Grifa
060 017 00



Plantilla de perforado MDH
270 099 00



Guía de perforado
roscada MDH
270 018 30



Instrumental MDH



Guía de perforado
x 3 piezas MDH
270 018 31



Macho cortical Ø 3,5
p/ acople rápido
270 035 19




Mecha Ø3,5 x200mm
270 015 16



Mecha Ø2,5 x 200mm
270 015 15



Medidor de profundidad
de tornillo
060 036 01



Contenedor de
implantes
270 002 00

| MDH - Técnica Quirúrgica

Rev.C
Publicado
15 páginas



NOVAXDMA

DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

Novax DMA S.A.

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA

www.novaxdma.com

