




SISTEMA DE PLACAS

Húmero





Indice

- 3 Tornillos bloqueados**
- 4 Tornillos sin bloqueo**
- 5 Placas Húmero**
- 6 Instrumental**



Tornillos bloqueado

Tornillo \varnothing 3.5 bloqueado

MDH-35-10B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 10	MDH-35-40B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 40
MDH-35-12B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 12	MDH-35-42B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 42
MDH-35-14B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 14	MDH-35-44B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 44
MDH-35-16B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 16	MDH-35-45B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 45
MDH-35-18B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 18	MDH-35-46B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 46
MDH-35-20B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 20	MDH-35-48B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 48
MDH-35-22B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 22	MDH-35-50B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 50
MDH-35-24B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 24	MDH-35-52B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 52
MDH-35-26B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 26	MDH-35-54B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 54
MDH-35-28B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 28	MDH-35-55B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 55
MDH-35-30B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 30	MDH-35-56B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 56
MDH-35-32B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 32	MDH-35-58B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 58
MDH-35-34B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 34	MDH-35-60B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 60
MDH-35-35B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 35		
MDH-35-36B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 36		
MDH-35-38B	Tornillo \varnothing 3.5mm x 38		





Tornillos sin bloqueo

Tornillo $\varnothing 3.5$

TC-35-10	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 10mm	TC-35-36	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 36mm
TC-35-12	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 12mm	TC-35-38	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 38mm
TC-35-14	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 14mm	TC-35-40	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 40mm
TC-35-16	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 16mm	TC-35-42	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 42mm
TC-35-18	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 18mm	TC-35-44	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 44mm
TC-35-20	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 20mm	TC-35-45	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 45mm
TC-35-22	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 22mm	TC-35-48	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 48mm
TC-35-24	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 24mm	TC-35-50	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 50mm
TC-35-26	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 26mm	TC-35-52	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 52mm
TC-35-28	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 28mm	TC-35-54	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 54mm
TC-35-30	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 30mm	TC-35-56	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 56mm
TC-35-32	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 32mm	TC-35-58	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 58mm
TC-35-34	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 34mm	TC-35-60	Tornillo cortical $\varnothing 3.5$ mm de 60mm





Placas bloqueadas para húmero

MDH-3

Placa autobloqueada para húmero x 3 orificios

MDH-4

Placa autobloqueada para húmero x 4 orificios

MDH-5

Placa autobloqueada para húmero x 5 orificios

MDH-6

Placa autobloqueada para húmero x 6 orificios

MDH-7

Placa autobloqueada para húmero x 7 orificios

MDH-8

Placa autobloqueada para húmero x 8 orificios

MDH-9

Placa autobloqueada para húmero x 9 orificios





Instrumental

060 038 02

Separadores de Hohmann de 8x160



060 038 03

Separadores de Hohmann anchos de 15x120



270 018 28

Guía de mecha doble Ø 2,5



270 018 29

Guía de mecha doble Ø 2,5/3,5



060 006 02

Pinza de reducción chica dentada a cremallera (140mm) (Opcional)



060 006 11

Pinza de sujeción para placa (135mm) (Opcional)





Instrumental

060 006 03

Pinza de reducción grande dentada autocentrante (170mm) (Opcional)



060 006 01

Pinza de Verbrugge autocentrante sujeción hueso (150mm) (Opcional)



060 025 03

Torquímetro descartable hex 2,5



270 099 00
270 118 01
270 107 02

Conjunto Plantilla de perforado MDH y
Perno de fijación de Plantilla de Perforado MDH
Tornillo de fijación de plantilla de perforado MDH (Opcional)





Instrumental

270 018 30

Guía de perforado roscada MDH



270 018 31

Guía de perforado x 3 piezas MDH



060 017 00

Grifas



400 035 30

Macho \varnothing 4.5 MDH



060 006 63

Pinza de reducción dentada autocentrante (160mm) (Opcional)





Instrumental

270 035 19

Macho cortical Ø 3,5 p/acople rápido



270 015 16

Mecha Ø3,5



270 015 15

Mecha Ø2,5




060 036 01

Medidor de profundidad de tornillo (2 piezas)



270 002 00

Tornillera





Instrumental


270 008 29

Atornillador hex 2,5



270 009 05

Mango con Acople AO grande (opcional)



060 008 02

Atornillador 2,5mm (opcional)




060 008 45

Atornillador Hex. 2,5 Para Motor (opcional)



270 002 46

Contenedor de placas






Instrumental



270 001 00
Contenedor externo



270 002 46
Contenedor de placas



270 002 00
Tornillera



060 025 03
Torquímetro descartable hex 2,5



060 006 02
Pinza de reducción chica dentada a cremallera (140mm) (Opcional)



060 006 03
Pinza de reducción grande dentada autocentrante (170mm) (Opcional)



060 006 63
Pinza de reducción dentada autocentrante (160mm) (Opcional)




060 006 01
Pinza de Verbrugge autocentrante sujeción hueso (150mm) (Opcional)



400 035 30
Macho ø4.5 MDH



060 017 00
Grifas



270 015 16
Mecha ø3,5



060 008 45
Atornillador Hex. 2,5 Para Motor (opcional)



270 015 15
Mecha ø2,5



270 008 29
Atornillador hex 2,5



060 036 01
Medidor de profundidad de tornillo (2 piezas)



270 009 05
Mango con Acople A0 grande (opcional)



270 035 19
Macho cortical ø 3,5 p/acople rápido




060 018 29
Guía de mecha doble ø 2,5/3,5



270 018 28
Guía de mecha doble ø 2,5



270 018 31
Guía de perforado x 3 piezas MDH



270 099 00 Conjunto Plantilla de perforado MDH y
270 118 01 Perno de fijación de Plantilla de Perforado MDH
270 107 02 Tornillo de fijación de plantilla de perforado MDH (Opcional)



060 006 11
Pinza de sujeción para placa (135mm) (Opcional)



060 008 02
Atornillador 2,5mm (opcional)



060 038 03
Separadores de Hohmann anchos de 15x120



060 038 02
Separadores de Hohmann de 8x160



270 018 30
Guía de perforado roscada MDH

| Catálogo placas Húmero | Rev. E

Revisado 16-01/17
Publicado 16-01/17
12 páginas



NOVAXDMA

DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

Novax DMA S.A.

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA

www.novaxdma.com

