



## Sistema de Anclaje Óseo





## **Contenido**

**3    Implantes**

**4    Instrumental**

## Arpones

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <b>MD-020-1S</b> | Arpón ø2.0mm - Simple sutura              |
| <b>MD-020-1D</b> | Arpón ø2.0mm - Doble sutura               |
| <b>MD-028-1S</b> | Arpón ø2.8mm - Simple sutura              |
| <b>MD-028-1D</b> | Arpón ø2.8mm - Doble sutura               |
| <b>MD-035-1S</b> | Arpón ø3.5mm - Simple sutura              |
| <b>MD-035-2S</b> | Arpón doble hélice ø3.5mm - Simple sutura |
| <b>MD-035-1D</b> | Arpón ø3.5mm - Doble sutura               |
| <b>MD-035-2D</b> | Arpón doble hélice ø3.5mm - Doble sutura  |
| <b>MD-040-1D</b> | Arpón ø4.0mm - Doble sutura               |
| <b>MD-040-2D</b> | Arpón doble hélice ø4.0mm - Doble sutura  |
| <b>MD-050-1S</b> | Arpón ø5.0mm - Simple sutura              |
| <b>MD-050-2S</b> | Arpón doble hélice ø5.0mm - Simple sutura |
| <b>MD-050-1D</b> | Arpón ø5.0mm - Doble sutura               |
| <b>MD-050-2D</b> | Arpón doble hélice ø5.0mm - Doble sutura  |
| <b>MD-055-PS</b> | Arpón de peek ø5.5 - Simple sutura        |
| <b>MD-055-PD</b> | Arpón de peek ø5.5 - Doble sutura         |



## Instrumental



Introductor graduado para arpón  $\varnothing 2$



Introductor graduado para arpón  $\varnothing 2.8$



Introductor graduado para arpón  $\varnothing 3.5-4.0$



Introductor graduado para arpón  $\varnothing 5$



Macho para arpón de peek



Introductor para arpón de peek



Suturas de Poliéster trenzado sintético con recubrimiento no absorbible

## | Catálogo Anclaje Óseo |

Versión revisada A  
Publicado 14-03/2016  
5 páginas



# NOVAXDMA

DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

**Novax DMA S.A.**

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA

[www.novaxdma.com](http://www.novaxdma.com)

